





# Vloeistof langs perifeer infuus toedienen

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

**Voor alle handelingen geldt:**

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

**De student:**

**Goed**    **Fout**

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager dat je via het infuus vloeistoffen gaat toedienen;
- Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze van het toedienen van vloeistoffen.

  

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- Een afgesproken toedieningssysteem;
- Een infuusstandaard, vrijrijdbaar als de zorgvrager mag lopen;
- De voorgeschreven vloeistof in infuuszak;
- Eventueel het voorgeschreven medicament en een etiket.

  

3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:

- Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding.

  

4 Voert handeling uit:

- Controleer de infuusvloeistof, medicijnlijst en de gegevens van de zorgvrager (Voor meer informatie: zie Vilansprotocol Verwisselen infuussysteem perifeer infuus).  
Zorg voor een dubbele controle van de infuusvloeistof en de inloopsnelheid;

  

Bereid de infuuszak voor

- Haal de plastic hoes van de zak en verwijder de beschermdop die op de insteekplaats zit;
- Hang de zak op;
- Draai de druppelregelaar dicht;
- Haal het beschermhoesje van de spike;
- Houd de insteekplaats stevig vast en steek de spikenaald van het toedieningssysteem met een draaiende beweging in de insteekplaats.

Laat het systeem vollopen

- Houdt de druppelkamer of het filterhoesje bijna ondersteboven (onder het niveau van de infuusvloeistof) en zet de regelaar open;
- Laat de druppelkamer half vol lopen (tot het merkteken of tot boven het filter); Houd het uiteinde van het systeem boven een bekken en laat het systeem voorzichtig vollopen;
- Sluit de regelaar als de infuuslang vol is;
- Controleer het toedieningssysteem op luchtballen en ontlucht zonodig;
- Hang de infuuslang over de infuusstandaard, zorg dat het uiteinde steriel blijft;
- Verwijder de beschermdop van de infuuslang en sluit de slang aan op de katheter ('no-touch-methode');





# Vloeistof langs perifeer infuus toedienen

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende  
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

## Opdracht

Je dient bij een zorgvrager die in bed ligt vloeistoffen toe langs een perifeer infuus.

### Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Uitvoering

	V	O	B	S
7 Helpt de zorgvrager in een gemakkelijke houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Bereidt het infuus met kolf met luchtslang volgens protocol voor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Bereidt het infuus met plastic zak of kolf volgens protocol voor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Laat het systeem vollopen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Sluit de slang aan op de katheter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Regelt de voorgeschreven druppelsnelheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Nazorg

	V	O	B	S
14 Evalueert de zorg met de zorgvrager.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Rapporteer op de juiste wijze in het verpleegdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

